

 آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی	سیستم مدیریت کیفیت Quality Management System	تاریخ: ۹۹/۸/۱۷ کد: PA/L/751/004/01 صفحه: ۱ از ۱
	فهرست آزمایشات بخش پاتولوژی	

ردیف	نام آزمایش	روش انجام تست	نوع نمونه	حجم نمونه	روز انجام تست	مدت زمان جوابدهی (روز)	شرایط نگهداری	انتقال نمونه از بیرون	آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟
۱	CISH	-	بلوک پارافینی	-	<u>۲ بار</u> <u>در ماه</u>	تلفن شود	نگهداری در دمای نسبتاً خنک	بلوک پارافین	خیر
۲	Consultation	-	بلوک پارافینی لام نمونه های بافتی	-	هر روز	تلفن شود	نگهداری در دمای نسبتاً خنک محافظ از شکستن در فرمالین ۱۰٪ در دمای اتاق	بلوک پارافینی لام نمونه های بافتی	خیر
۳	IHC	-	بلوک های پارافینی و مایع سیتولوژی	-	هر روز	<u>تلفن شود</u>	نگهداری در دمای نسبتاً خنک	بلوک های پارافین	خیر
۴	Medical Cytology	Conventional + E prep	همه نوع مایعات بدن	نمونه های سیتولوژی ادرار حداقل 80cc	هر روز	۵ الی ۶ روز کاری	تا ۲ هفته در یخچال با محلول نگهدارنده	نمونه های مایع بلافاصله ارسال شود و فوری در جریان کار قرار گیرد.	خیر
۵	PAP smear	Conventional + E prep	اسمیر از سلول های دهانه رحم	-	هر روز	۵ روز کاری	LBC تا ۲ هفته در یخچال	دریافت لامهای فیکس شده یا مایع LBC	خیر
۶	Pathology	-	نمونه های بافتی	-	هر روز	۶ روز کاری	در فرمالین ۱۰٪ و در دمای اتاق	در فرمالین ۱۰٪ در ظرف درب دار غیر قابل نشت	خیر

امضاء سوپروایزر بخش: